

**ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ FOAM**  
01-2-007 REF. JBC



Κατασκευασμένο από foam υλικό, κλειστών κυψελίδων 3mm. Υποαλλεργική και αεριζόμενη επένδυση.

**Χρώμα:** Λευκό

**Ενδείξεις:**

- Αυχενικές μυαλγίες
- Θλάση μυών
- Κακώσεις αυχένος
- Παιδική αρθρίτιδα

Μέγεθος	small	medium	large
διαστάσεις κολλάρου	5x30cm	5x35cm	6,5x37,5cm

**ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΩΝ T. FREIKA**  
05-1-021



Μαξιλάρι κατασκευασμένο από κυψελωτό αφρώδες (frelen), επενδεδυμένο με μεταξωτό ή βαμβακερό ύφασμα υποαλλεργικό. Ρυθμίζεται στην μέση με αυτοκόλλητες ταινίες velcro. Οι τιράντες ώμου διασταυρώνονται πίσω, είναι ρυθμιζόμενες και κλείνουν εμπρός με πλαστικά clips. Ο νάρθηκας είναι μαλακός και εύχρηστος.

**Χρώμα:** Λευκό

Μέγεθος	small	medium	large
άνοιγμα ισχύων	21cm	23,5cm	26cm



**ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΑΛΑΜΗΣ**  
03-2-085 REF. TWB

Πηχεοκαρπικός νάρθηκας από υψηλής ποιότητας ελαστικό ύφασμα. Προσθαιρούμενη λάμα αλουμινίου που επιτρέπει την λειτουργικότητα του χεριού. Λόγω του ειδικού σχεδιασμού, προσφέρει εξαιρετική στήριξη στον καρπό. Ειδικό φινιρίσμα στην δέστρα του αντίχειρα για να μην ενοχλεί το ευαίσθητο δέρμα του παιδιού. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. Πλένεται.

**Χρώμα:** Μπεζ

**Ενδείξεις:**

- Προστασία ή σταθεροποίηση μετά την κάκωση
- Υποστήριξη συγγενών παραμορφώσεων
- Σταθεροποίηση καρπού μετά το κάταγμα
- Παιδική χρόνια αρθρίτιδα
- Διάστρεμμα

Μέγεθος	small	medium	large
περίμετρος καρπού	12cm	14cm	16cm



## ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ T. PAVLIC HARNESS

05-1-048

Νάρθηκας εκτάσεως ισχύων αποτελούμενος από ισχυρούς ιμάντες επενδεδυμένους με βαμβακερό ύφασμα και κλεισίματα με πλαστικές αγκράφες. Ο νάρθηκας καταλήγει σε ειδικά παπουτσάκια από vinyl που ρυθμίζονται με velcro ταινίες. Πλένεται στο χέρι χωρίς στύψιμο.

Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις:

- Αποκατάσταση βρεφικού εξαρθήματος
- Δυσπλασία ισχύων

Μέγεθος	x-small	small	medium	large
περίμετρος θώρακα	39-45cm	47-53cm	54-60cm	61-67cm



## ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΝΕΟΡΕΝΕ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ

06-2-080 REF: JSK

Από επενδεδυμένο neoprene υψηλής ποιότητας για ελαφρά συμπίεση. Ανοιχτή πίσω. Δύο πλάγιες μεταλλικές μπάρες με άρθρωση εντός θήκης για την σταθεροποίηση του μέσου και πλάγιου συνδέσμου Διπλό αυτοκλόηλο κλείσιμο εμπρός στον μηρό και την κνήμη με velcro. Δύο ιμάντες σταθεροποίησης της επιγονατίδας. Ανοιχτή στο γόνατο. Πλένεται.

Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις:

- Αποθεραπεία των κακώσεων πλάγιων συνδέσμων
- Για κακώσεις μηνίσκων
- Αστάθεια γονάτου
- Θλάσεις τενόντων

Μέγεθος	small	medium	large
περίμετρος γονάτου	25cm	28cm	30cm
ύψος επιγονατίδας	20cm	22cm	23cm



## ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

06-2-079 REF: 80400

Από αεριζόμενο αφρώδες υλικό με βαμβακερή υποαλλεργική επένδυση. Δύο οπίσθιες προσφθαφαιρούμενες μεταλλικές μπανέλλες και δύο πλάγιες. Είναι ελαφρύς. Αυτοκόλλητο μαξιλάρι για το ιγνιακό και αυτοκόλλητες δέσμες στήριξης.

Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις:

- Προστασία των μαλακών ιστών από κακώσεις
- Προστασία του κάτω άκρου μετεγχειρητικά
- Ακίνητοποίηση του γονάτου

Μέγεθος	small	medium	large
ύψος νάρθηκα	20cm	25cm	30cm



## ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤ./ΔΕΞ.

06-2-077 REF: 8270

Ελαφρύς και θερμοδιαμορφώσιμος νάρθηκας, από πολυπροπυλένιο. Ακτινοδιαπερατός. Καλύπτει το πέλημα μέχρι τα δάχτυλα. Αυτοκόλλητος ιμάντας στο γαστροκνήμιο. Βοηθά στη βάρδια των παιδιών με ελαφρές ή μέτριες νευρολογικές παθήσεις. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις:

- Αστάθεια κατά την βάρδια λόγω σπαστικότητας
- Χαλαρή πάρεση
- Πτώση ποδοκνημικής

Μέγεθος	1	2	3	4	5
μήκος πέληματος νάρθηκα	10cm	11,5cm	12cm	13,5cm	15cm
ύψος νάρθηκα	16cm	19cm	23cm	25cm	28cm