

Παιδιατρική  
σειρά

### 01-2-007 ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΑΡΟ "JBC"




Κατασκευασμένο από μαλακό foam υλικό, κλειστών κυμελίδων 3mm. Υποαλλεργική και αεριζόμενη επένδυση.

Χρώμα: Λευκό

**Ενδείξεις:**

- Αυχενικές μυαλγίες
- Θλάση μύων αυχένος
- Κακώσεις αυχένος
- Παιδιατρικό ραιβόκρανο

Μέγεθος	small	medium	large
Πατάσσες κολάρου (cm)	5x30	5x35	6,5x37,5



### 01-2-023 ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ "ASPEN"



Ιδανικό βοήθημα στήριξης της κάτω γνάθου και του ινιακού οστού σε νήπια και παιδιά. Όλα τα τμήματα του κολάρου είναι από αεριζόμενο, ανοικτών κυμελίδων, "foam" υλικό. Η επένδυση είναι βαμβακερή και υποαλλεργική ώστε το δέρμα του παιδιού να παραμένει στεγνό και δροσερό. Τα αφρώδη τμήματα αφαιρούνται και πλένονται. Ο ειδικός σχεδιασμός των "Flex Tabs" επιτυγχάνει την αποφόρτιση όλων των σημείων επαφής "Hot Spots" της κεφαλής με το κολάρο. Το παιδιατρικό κολάρο ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ερεθισμού του δέρματος και ταυτόχρονα περιορίζει το εύρος κίνησης της αυχενικής μοίρας.

**Ενδείξεις:**

- Θλάση αυχένος
- Τραυματικές κακώσεις Α.Μ.Σ.Σ.



Ηλικία 1-18 μηνών  
Βάρος 5-13 kg  
Υψος 53-84 cm



Ηλικία 9-24 μηνών  
Βάρος 10-15 kg  
Υψος 74-94 cm



Ηλικία 1-3 ετών  
Βάρος 11-16 kg  
Υψος 84-102 cm



Ηλικία 2-5 ετών  
Βάρος 12-19 kg  
Υψος 89-114 cm



Ηλικία 3-6 ετών  
Βάρος 12-25 kg  
Υψος 94-122cm

### 03-2-066 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ



Ο παιδιατρικός νάρθηκας αντίχειρα είναι καλαίσθητος, κατασκευασμένος από πρωτοποριακό υλικό "Air Distance II", τριών στρωμάτων. Εξωτερικά είναι επενδεδυμένος με "polyamide". Η εσωτερική επένδυση είναι μαλακή, αντιεφιδρωτική και υποαλλεργική. Φέρει εξωτερικά, θήκη εισαγωγής διαμορφωμένης μπανέλας αλουμινίου. Δύο αυτοκόλλητοι ιμάντες σταθεροποίησης του καρπού και ένας ιμάντας στον αντίχειρα που περιορίζει την κινητικότητα και την κάμψη. Αμφιδέξιος.

Χρώμα: Γκρι

#### Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κακώσεις συνδέσμων αντίχειρα
- Εξάρθρομα και συνδεσμικές βλάβες αντίχειρα
- Σύνδρομο "De Quervain"
- Κατάλληλο για κάταγμα 1ου μετακαρπίου

Μέγεθος: One Size

Καλύπτει περίμετρο καρπού από 10cm-14cm.

### 03-2-067 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ "FINGER SPLINT"



Κατασκευή από πρωτοποριακό αφρώδες "foam" υλικό "AirDistance II". Αντιεφιδρωτικό, υποαλλεργικό, αεριζόμενο και αδιάβροχο. Στην εξωτερική επιφάνεια υπάρχει λάμα αλουμινίου ακινητοποίησης των μεσοφαλαγγικών και μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων του κάθε δακτύλου χωριστά, πλην του αντίχειρα. Φέρει αυτοκόλλητο ιμάντα νεύρα σταθεροποίησης του καρπού και ιμάντα περιδεσης του δακτύλου. Προσφέρει ραχιαία και παλαμιαία ακινητοποίηση. Αμφιδέξιος.

Χρώμα: Γκρι

#### Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση φαλαγγικών καταγμάτων
- Ρήξη συνδέσμων-τενόντων δακτύλου
- Μετεγχειρητική χρήση

Μέγεθος: One Size

Καλύπτει περίμετρο καρπού από 10cm-14cm.

### 03-2-085 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΑΛΑΜΗΣ



Πηχειοκαρπικός νάρθηκας από υψηλής ποιότητας ελαστικό ύφασμα. Προσβασι-  
ρούμενη λάμα αλουμινίου που επιτρέπει τη λειτουργικότητα του χεριού. Λόγω  
του ειδικού σχεδιασμού, προσφέρει εξαιρετική στήριξη στον καρπό. Ειδικό φινιρί-  
σμα στη δέστρα του αντίχειρα για να μην ενοχλεί το ευαίσθητο δέρμα του παιδιού.  
Πλένεται. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Χρώμα: Μπεζ

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε:

- Κακώσεις συνδέσμων-τενόντων καρπού
- Κατάγματα καρπού μετά από αφαίρεση προπλάσματος γύψου

Μέγεθος

	small	medium	large
Περιμετρος καρπού (cm)	12	14	16



### 05-1-048 ΝΑΡΘΗΚΑΣ Τ. PAVLIC HARNESS



Νάρθηκας απαγωγής ισχίων. Αποτελείται από ισχυρούς ιμάντες επενδεδυμένους  
με βαμβακερό ύφασμα και κλεισίματα με πλαστικές αγκράφες. Ο νάρθηκας κατα-  
λήγει σε ειδικά παπουτσάκια από νίφλι που ρυθμίζονται με νεύτρο. Πλένεται στο  
χέρι χωρίς στύψιμο.

Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε συγγενή δυσπλασία ισχίου

Μέγεθος: Κατόπιν παραγγελίας βάσει ηλικίας βρέφους

### 05-1-021 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΙΩΝ Τ. FREIKA



Μαξιλάρι κατασκευασμένο από κυψελωτό σφρώδες υλικό (freifen), επενδεδυ-  
μένο με μεταξινό ή βαμβακερό υποαλλεργικό ύφασμα. Ρυθμίζεται στη μέση με  
αυτοκόλλητες ταινίες νεύτρο. Οι τράντες ώμου διασταυρώνονται πίσω, είναι ρυθ-  
μιζόμενες και κλείνουν εμπρός με πλαστικά clips. Ο νάρθηκας είναι μαλακός και  
εύχρηστος.

Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση δυσπλασίας ισχίου

Μέγεθος: Κατόπιν παραγγελίας βάσει ηλικίας βρέφους

### 06-2-080 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΝΕΟΠΡΕΝΕ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ



Από επενδεδυμένο neoprene υψηλής ποιότητας. Ανοικτή στο οπίσθιο τμήμα της άρθρωσης. Δύο μεταλλικές μπάρες (εντός θήκης) με άρθρωση για τη σταθεροποίηση των έσω-έξω πλάγιων συνδέσμων. Αυτοκόλλητη στο πρόσθιο τμήμα. Δύο σταθεροποιητικοί μάντες στο μηρό και την κνήμη και αυτοκόλλητοι με νεύρο. Πλένεται αφού αφαιρεθούν οι αρθρώσεις. Αμφιδέξια.

Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις:

- Αποθεραπεία κακώσεων πλάγιων συνδέσμων
- Κακώσεις μηνίσκων
- Αστάθεια γόνατος
- Ρήξη επιγονατδικού συνδέσμου

Μέγεθος	small	medium	large
Περιμετρος γόνατος (cm)	25	28	30
Υψος επιγονατδος (cm)	20	22	23



### 06-2-079 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ



Από αεριζόμενο αφρώδες υλικό τριών στρωμάτων με υποαλλεργική επένδυση. Φέρει δύο οπίσθιες και δύο πλάγιες προσθαιοφαιρούμενες μεταλλικές άκαμπτες μπανέλες ακινητοποίησης. Δύο αυτοκόλλητες δέσμες με σίβη σταθεροποίησης του νάρθηκα. Διαθέτει οπίσθιο αυτοκόλλητο αφρώδες μαξιλάρι στην ηγνασκή κοιλότητα.

Χρώμα: Μπλε

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα επιγονατιδος
- Εξάρθρημα επιγονατιδος
- Ρήξη επιγονατδικού συνδέσμου
- Αποκατάσταση σε κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος

Μέγεθος	small	medium	large
Υψος νάρθηκα (cm)	20	25	30

### 06-2-103 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ "TUD"



Κατασκευή από αφρώδες "foam" υλικό "ActivDistance II". Αεριζόμε νο και φιλικό με το δέρμα. Η εσωτερική επένδυση είναι αντιφιδρωτική, υποαλλεργική και απορροφητική. Αποτελείται από τρία τμήματα ("panels") με ενσωματωμένες και διαμορφωμένες πλάγιες μπανέλες αλουμινίου, καθώς και μία άκαμπτη οπίσθια μπανέλα ακινητοποίησης. Τέσσερις σταθεροποιητικοί μάντες, μη ελαστικοί, επιτρέπουν τη σωστή εφαρμογή του νάρθηκα. Πλένεται.

Χρώμα: Γκρι

Μέγεθος	1	2	3
Περιμετρος μηρου (cm)	28-36	36-40	40-44
Περιμετρος γόνατος (cm)	20-26	26-30	30-34
Υψος νάρθηκα (cm)	20	25	30

Ενδείξεις:

- Συντηρητική αποκατάσταση σε κατάγματα επιγονατιδος
- Εξάρθρημα επιγονατιδος
- Ρήξη επιγονατδικού συνδέσμου
- Αποκατάσταση σε κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος

### 06-2-112 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ "ROM"



Παιδιατρικός νάρθηκας με σπλή και εσωτερικό μαξιλάρι στήριξης και προστασίας της επιγονατίδας. Κατασκευασμένος από ελαφρύ, αεριζόμενο, υψηλής ελαστικότητας, υλικό «Prosilic». Φέρει δύο ρυθμιζόμενες ελαστικές νεύρο δέστρες για σωστή εφαρμογή και σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος.

Οι δύο αρθρώσεις από «carbon fibre» ρυθμίζουν αμφίπλευρα το εύρος κίνησης ανά 15°:

- α) Κάμψη από 0° έως 135°
- β) Έκταση από 0° έως 105°
- γ) Υπερέκταση από -15° έως 0°

Δυνατότητα ρύθμισης του μηχανισμού σε θέση πλήρους έκτασης όταν απαιτείται ακινητοποίηση του γόνατος.

Χρώμα: Γκρι

#### Ενδείξεις:

- Ρήξη έσω-έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος
- Ρήξη μηνίσκου γόνατος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
- Αστάθεια γόνατος
- Μετεγχειρητικά σε επέμβαση μηνίσκου

Μέγεθος	1	2	3
Περιμετρος γόνατος (cm)	23-26	26-29	29-33



### 06-2-106 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ "ROM" - ΑΝΟΙΧΤΗ



Παιδιατρικός νάρθηκας ανοιχτού τύπου με νεύρο κλείσιμο στον μπρό και την κνήμη. Κατασκευασμένος από ελαφρύ, αεριζόμενο, υψηλής ελαστικότητας, υλικό «Prosilic». Φέρει δύο ρυθμιζόμενες ελαστικές νεύρο δέστρες για τη σωστή εφαρμογή και σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος.

Οι δύο αρθρώσεις από «carbon fibre» ρυθμίζουν αμφίπλευρα το εύρος κίνησης ανά 15°:

- α) Κάμψη από 0° έως 135°
- β) Έκταση από 0° έως 105°
- γ) Υπερέκταση από -15° έως 0°

Δυνατότητα ρύθμισης του μηχανισμού σε θέση πλήρους έκτασης όταν απαιτείται ακινητοποίηση του γόνατος.

Χρώμα: Γκρι

#### Ενδείξεις:

- Ρήξη έσω-έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος
- Ρήξη μηνίσκου γόνατος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε ρήξη πρόσθιου-οπίσθιου χιαστού
- Αστάθεια γόνατος
- Μετεγχειρητικά σε επέμβαση μηνίσκου
- Νάρθηκας πρώτων βοηθειών

Μέγεθος	1	2	3
Περιμετρος γόνατος (cm)	23-26	26-29	29-33



### 06-2-077 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ



Ελαφρύς και θερμοδιαμορφώσιμος νάρθηκας, από πολυπροπυλένιο. Καλύπτει το πέλμα μέχρι τα δάχτυλα. Αυτοκόλλητος ιμάντας στο γαστροκνήμιο. Βοηθά στη βόδιση των παιδιών με ελαφρές ή μέτριες νευρολογικές παθήσεις. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. Ακτινοδιαπερατός

Χρώμα: Λευκό

Ενδείξεις:

- Πάρεση περνιαίου νεύρου
- Χαλαρή πτώση άκρου ποδός
- Σταθεροποίηση της βόδισης με στήριξη του άκρου πόδα

Μέγεθος	x-small	small	medium	large	x-large
Μήκος πέλματος νάρθηκα (cm)	10	11,5	12	13,5	15
Υψος νάρθηκα (cm)	16	19	23	25	28

### 06-2-097 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "BEBAX"



Επιτυγχάνει την προδευτική διόρθωση της συγγενούς δυσπλασίας του άκρου ποδός των βρεφών, σε τρία επίπεδαοριζόντιο, κάθετο και πλάγιο. Κατασκευή από δερμάτινο υλικό, με σταθεροποιητικούς ιμάντες velcro. Είναι ρυθιζόμενος. Η ρύθμιση γίνεται με ειδικό κλειδί allen. Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό.

Ενδείξεις:

- Ραιβότητα μεταταροίου
- Απαγωγή μεταταροίου
- Πρηγισμός με βλαισότητα αστραγάλου
- Υπτασμός με ραιβότητα
- Υπολειμματική βλαισότητα άκρου ποδός μετά από θεραπεία της ραιβοίτιποποδίας



Μέγεθος	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5
Μήκος πέλματος από πτέρνα έως μεγάλο δάκτυλο (cm)													

### 06-2-098 ΒΡΕΦΙΚΗ ΟΡΘΩΣΗ "TIBAX"



Επιτυγχάνει βαθμιαία, την γρήγορη και ακριβή ρύθμιση της περιστροφής των κάτω άκρων με τη βοήθεια ειδικού κλειδιού σε θέσεις επιλογής. Η ρύθμιση "TIBAX" επιτρέπει ταυτόχρονα την εφαρμογή των βρεφικών νάρθηκων "BEBAX". Τοποθετείται ή αφαιρείται χωρίς να επηρεάζεται η ενδεδειγμένη ρύθμιση από τον θεράποντα ιατρό. Η συσκευή περιλαμβάνει δύο μπάρες (short και long) με τα απαραίτητα εξαρτήματα.

Ενδείξεις:

- Διόρθωση κνημιαίας περιστροφής
- Θέση ανάπαυσης για τα ισχία προς αποφυγή δυσπλασίας

Μέγεθος	Short	Long
Μήκος μπάρας (cm)	5,5-20,5	20,5-35,5